

**INSTRUCTIONS FOR USE
ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN
INSTRUCCIONES PARA EL USO
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE**



Simply push the vacuum lever down to ensure a secure grip to any flat surface without drilling

Einfach den Vakuumhebel hinunter drücken und so den Griff sicher befestigen. Hält auf jeder glatten Oberfläche ohne bohren.

Simplemente Empuje la planace de vacío hacia abajo para asegurar un agarre firme a cualquier superficie plana sin necesidad de perforación.

Abaissez implement le levier de la ventose pour une bonne adhérence sur n'importe quelle surface plane sans avoir besoin de forer



Release levers make installing and removing the suction cup grab bars quick and easy.

Einfaches installieren und entfernen der Griffe durch Kipphebel.

La palanca de vacío hacia abajo para asegurar un agarre firme a cualquier.

Sur n'importe quelle surface plane sans avoir besoin de forer abaissez simplement le levier.

Drive DeVilbiss Healthcare Ltd,
Heathfield Lane, Birkenshaw,
BD11 2HW.

© 2018 Medical Depot, Inc. All Rights Reserved
Drive is a trademark of Medical Depot Inc
Port Washington, New York NY 11050
Made in China

Warning:

Not meant to support the entire weight of user

Achtung: Aufstehhilfe - nicht mit dem ganzen Körpergewicht belasten.

Advertenci: No está diseñada para soportar todo el peso del usuario.

Avertissement: N'est pas prévu pour supporter tout le poids de l'utilisateur.